

TECHNISCHES DATENBLATT

deltastream[®] MDC Konsole und DP3 Pumpe

Optimiert für die herzchirurgische Therapie kombiniert die deltastream[®] MDC Sicherheit, Mobilität und Bedienerfreundlichkeit.

Die neue und einzigartige deltastream[®] DP3 Diagonalpumpe erlaubt eine optimale Behandlung bei Säuglingen, Kindern sowie Erwachsenen.

Customer Service:

Tel: 02402 9664 15, -20, -52

Fax: 0700 MEDOSFAX (6336 7329)



Technische Daten

deltastream[®] MDC

Konsole

Spannungsversorgung	90-250 VAC, 47-63 Hz
Spannungsversorgung (extern 12 VDC)	11-15 VDC
Leistungsaufnahme	max. 175 VA
Akkumulatoren	2x 12 V LiMn, 4,8 Ah
Akkubetrieb	30 – 180 min (belastungsabhängig je Akku)
Display	10,4" Touchscreen TFT, abnehmbar
Datenschnittstelle	USB
Gewicht	10 kg
Größe (BxHxT)	290 x 300 x 390 mm

Betriebsmodi

Pulsatilität	40 – 90 bpm
Regelungsarten	Drehzahl, Vorlast, Flussregelung, Null-Fluss
Sensorik	Fluss, Drehzahl, Druck (4-fach), Temperatur (2-fach), Luftblasenerkennung, Füllstand (Reservoir)

deltastream[®] DP3

Pumpe

Fluss	0 – 8 L/min
Drehzahl	bis zu 10.000 rpm
Druckdifferenz	0 – 600 mmHg
Füllvolumen	ca. 16 ml
Größe L, Ø	ca. 77 mm, 50 mm
Gewicht	38 g
Anschluss	3/8"

Bestellinformation

MEMDC0001	deltastream [®] MDC Konsole, inklusive Standardzubehör
MEDP030001	deltastream [®] DP3 Pumpe

Standardzubehör

2 deltastream [®] MDC Antriebe
Flusssensoren MDC, 3/8" x 3/32" oder 1/4" x 1/16"
MDC Temperaturfühler
Anschlusskabel für Drucksensor, Kabellänge 0,5 m
Adapterklaue doppelt
Halter für deltastream [®] DP3 Antrieb
Netzkabel
Potentialausgleichskabel
Handbuch

Sonderzubehör

MEDP100321	deltastream [®] Systemwagen III
MEDP200041	Levelsensormodul
MEDP200040	Levelsenorpad, blau
MEMDC200001	Flusssensor MDC, 3/8" x 3/32"
MEMDC200003	Flusssensor MDC, 1/4" x 1/16"
718551000017	Monitoringset, 3-fach, DPT-6003