

TECHNISCHES DATENBLATT

deltastream[®] HC

Der deltastream[®] Heater/Cooler ermöglicht das Kühlen oder Aufwärmen des Patienten mit nur einem Gerät. Er bietet maximale Sicherheit durch präzise Temperaturkontrolle und intuitives Handling. Durch kompaktes Design und einen leisen Betriebsmodus wird höchste Anwenderzufriedenheit sichergestellt.



Customer Service:

Tel: 02402 9664 15, -20, -52

Fax: 0700 MEDOSFAX (6336 7329)

Technische Daten

Nennspannung	230 V, 50/60 Hz (MEDPHC001)
	115 V, 50/60 Hz (MEDPHC002)
Leistungsaufnahme	320 W
Sollwertbereich Wassertemperatur	15°C – 39°C
Tankinhalt	0,5/1,0 l (min/max)
Pumpleistung	max. 5,5 l/min; max. 0,21bar
Geräuschemission	50 dB(A)
Alarmpegel	>65 dB(A)
Gewicht	17 kg (befüllt)
Größe (BxHxT)	200 x 290 x 440 mm

Bestellinformation

MEDPHC0001	deltastream [®] HC, Hypo-Hyperthermie Gerät, 230V
MEDPHC0002	deltastream [®] HC, Hypo-Hyperthermie Gerät, 115V

Standardzubehör

MEDPHC0003	Schlauchverlängerung 3m
MEDPHC0004	Desinfektionsmittel, Sanosil 500ml
MEDPHC0005	pH-Teststreifen
MEDPHC0006	Netzkabel (3m, 230V) mit MEDPHC0001
MEDPHC0007	Netzkabel (3m, 115V) mit MEDPHC0002
MEDPHC0008	Handbuch deutsch
MEDPHC0009	Handbuch englisch

Sonderzubehör

MEZW020008	Wasseranschluss für Oxygenator hilite [®] 7000LT, Schlauchtülle, HC Kupplung 90°
MEZW020013	Wasseranschluss für Oxygenator hilite [®] 7000LT, Schlauchtülle, HC Kupplung
MEZW050010	Wasseranschluss für Oxygenator hilite [®] 2400LT/800LT, HC Kupplung 90°
MEZW050009	Wasseranschluss für Oxygenator hilite [®] 2400LT/800LT, HC Kupplung