


TECHNISCHES DATENBLATT

medos[®] Kanülen

Das komplexe medos[®] Kanülenportfolio bietet eine vielfältige Auswahl verschiedenster Konfigurationen. Für jede Anwendung und jeden Patienten.

Customer Service:
Tel: 02402 9664 15, -20, -52
Fax: 0700 MEDOSFAX (6336 7329)



Technische Daten

medos[®] arterielle Kanülen

Tip Konfiguration

Tip	weich/gehärtet, gerade/gebogen
Kragen	Wulstkragen/Nähkragen/verschiebbarer Ring
Durchmesser	1,5 mm – 8,0 mm (4,5 Fr – 24,0 Fr)

Schlauch Konfiguration

Konnektion	3/16", 1/4", 3/8", 1/2", mit/ohne Konnektor/Luer Lock
Knickschutz	mit/ohne Drahtverstärkung
Länge	200 mm – 288 mm
Sonderausführung	X-flow
Material	PVC, DEHP-frei

medos[®] venöse Kanülen

Tip Konfiguration

Tip	Körbchen
Versionen	gerade/gebogen, single/two-stage
Durchmesser	10 Fr - 50 Fr (3,3 mm – 16,7 mm)

Schlauch Konfiguration

Konnektion	3/16", 1/4", 3/8", 1/2", mit/ohne Konnektor/Luer Lock
Knickschutz	mit/ohne Drahtverstärkung
Länge	320 mm - 525 mm
Material	PVC, DEHP-frei

medos[®] arterielle & venöse Femoralkanülen

Tip	gerade mit seitlichen Öffnungen
Durchmesser	16 Fr - 28 Fr (5,3 mm - 9,3 mm)
Länge	arteriell: 383 mm, venös: 807 mm
Konnektion	3/8", mit/ohne Luer Lock
Material	PUR, PVC, DEHP-frei

medos[®] pädiatrische Kanülen

Arterielle pädiatrische Kanülen

Tip	90°/135° gebogen
Durchmesser	1,5 mm – 4,0 mm (4,5 Fr – 12,0 Fr)
Länge	200 mm
Konnektion	3/16" - 1/4"
Material	PVC, DEHP-frei

Venöse pädiatrische Kanülen

Tip	90° gebogen
Durchmesser	10 Fr – 20 Fr (3,3 mm – 6,7 mm)
Länge	320 mm
Konnektion	3/16" - 1/4"
Material	PVC, DEHP-frei

Aortic Root`s

Tip	gerade
Durchmesser	1,5 mm (4,5 Fr)
Länge	180 mm

medos[®] Aortic Root`s

Tip	gerade mit seitlichen Öffnungen, Nähkragen
Durchmesser	1,5 mm - 2,6 mm
Konnektion	Luer Lock/ 1/4"
Version	mit/ohne Entlüftung

medos[®] Koronarperfusionskanülen

Tip	universell/perforierter Silikontip
Durchmesser	3,0 mm - 4,0 mm
Länge	240 mm - 250 mm
Konnektion	Luer Lock/1/4"
Version	45°/90°/135° gebogen

medos[®] Sauger

Durchmesser	21 Fr (7,0 mm)
Länge	340 mm - 430 mm
Konnektion	1/4"
Version	flexibel/starr

medos[®] Vents

Durchmesser	12 Fr - 18 Fr (4,0 – 6,0 mm)
Länge	320 mm - 360 mm
Konnektion	1/4"
Version	mit/ohne Stylet, geschlossener/offener Tip, formbar