

TECHNISCHES DATENBLATT

medos[®] One-Piece-Femoralkanüle

Die medos[®] One-Piece-Femoralkanüle hat sich bestens bei extrakorporalen Kreisläufen zur Herz- und Lungenunterstützung und bei perioperativer Perfusion bei minimalinvasiver Herzchirurgie bewährt.

Sie zeichnet sich durch geringe Flusswiderstände und ihre hohe Knickstabilität aufgrund des High-Flex-Manteldesigns bei gleichzeitiger enormer Flexibilität aus. Somit ist eine uneingeschränkte Anwendung gewohnter Therapiemaßnahmen wie beispielsweise Lagerung des Patienten möglich.

Weitere Informationen:
info@medos-ag.com



Technische Daten

Durchmesser in French (F)	13, 15, 17, 19, 21
Längen	140 mm, 90 mm
Material	PU
Konnektor	3/8`` Universalkonnektor

Verfügbare Größen

Ø / Länge	13 F	15 F	17 F	19 F	21 F
140 mm	x	x	x	x	x
90 mm	x	x	x		